


MEDIZINTECHNISCHE  
INSTRUMENTE

**EISOLD**

INSTRUMENTE AUS MEISTERHAND – DIREKT VOM HERSTELLER



## **ARTHROSKOPIE**

Scheren, Stanzen und Zangen



## MAULTEILE



STANZE  
aufwärts  
Artikelnr. E-001



STANZE  
kurzes Maul, gerade  
Artikelnr. E-002



STANZE  
kurzes Maul, 20° abwärts gebogen  
Artikelnr. E-003



SCHERENSTANZE  
gerade  
Artikelnr. E-004



STANZE  
klein, 20° aufwärts gebogen  
Artikelnr. E-005



RONGEUR  
gerade  
Artikelnr. E-006



FASSZANGE  
atraumatisch, mit Reservoir  
Artikelnr. E-007



STANZE  
oval, 20° aufwärts gebogen  
Artikelnr. E-008



STANZE  
gerade  
Artikelnr. E-009



FASSZANGE  
gerade, atraumatisch  
Artikelnr. E-010



FASSZANGE  
gewellt, mit Reservoir  
Artikelnr. E-011

Sondermodelle auf Anfrage.



Alle Arthroskopie-Instrumente sind in den folgenden Varianten lieferbar:

- Schaft gerade
- Schaft rechts gebogen
- Schaft links gebogen
- Schaft aufgebogen



## **Arthroskopie-Instrumente mit hoher Kraftübertragung**

Die robuste Ausführung aus rostfreiem Edelstahl sowie der leichtgängige Griff mit vergoldetem Druckstift ermöglichen eine sichere und präzise Handhabung in der Anwendung. Optimiert durch ein spezifisches Führungs-System ohne Stifte bieten unsere Arthroskopie-Instrumente eine außergewöhnlich hohe und direkte Kraftübertragung. Das Führungs-System ist sehr bruchsicher und lässt sich einfach reparieren, wodurch sich die Lebensdauer der Instrumente erhöht. Die verbesserten Reinigungseigenschaften sind ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser Konstruktionweise.

EISOLD MEDIZINTECHNISCHE INSTRUMENTE legt größten Wert auf Präzision und Sicherheit in der Anwendung. Strikte Qualitätssicherung, exakte Prüfverfahren und lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleisten einen hohen Produktionsstandard, auf den Sie sich jederzeit verlassen können.

EISOLD MEDIZINTECHNISCHE INSTRUMENTE ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2016.

HAUPTSTR. 18a – 20  
78582 BALGHEIM  
GERMANY

TELEFON 0 74 24 – 56 51  
TELEFAX 0 74 24 – 50 14 74

[www.eisold-instruments.de](http://www.eisold-instruments.de)  
[info@eisold-instruments.de](mailto:info@eisold-instruments.de)

---

MEDIZINTECHNISCHE  
I N S T R U M E N T E

---

**EISOLD**

